

Asiakastiedote**50/2025****22.7.2025**

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Tyreoglobuliinin tekopaikka ja tulostaso muuttuvat**Tyreoglobuliini, seerumista****S -Tygl KL 2828****S -TyglT STT-koodi 10738**

Tyreoglobuliinitutkimus siirretään tehtäväksi SYNLAB Suomen keskuslaboratorioon, mistä johtuen määritysmenetelmä ja tulostaso muuttuvat. Näytteet analysoidaan jatkossa CMIA-menetelmällä.

Laitealustan muutoksen vuoksi seeruminäytteiden tulostaso on noin 36 % aiempaa korkeampi. Yksittäisillä potilailla muutos voi olla suurempi tai pienempi. Seurannassa olevan potilaan uusi tulostaso suositellaan varmistamaan toistomittauksilla. Viitearvo säilyy ennallaan.

Muutokset koskevat näytteitä, jotka saapuvat laboratorioomme 12.9.2025 alkaen.

Kiitos yhteistyöstä!

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi