

Asiakastiedote**54/2025****15.8.2025**

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Menetelmä- ja viitearvomuutos**Interleukiini-2:n reseptori, liukoinen****S -IL2R KL 4844****Li-IL2R ATK 11298**

Reagenssin saatavuusongelmasta johtuen alihankintalaboratoriomme on joutunut kiireisellä aikataululla vaihtamaan menetelmää. Muutoksen myötä tutkimuksen S -IL2R viitearvot muuttuvat. Tulostaso uudella ELISA-menetelmällä on noin 10 kertaa matalampi aikaisempaan CLIA-menetelmään verrattuna. Suosittelemme seurannassa oleville potilaille tihennettyä näytteenottoa uuden tulostason määrittämiseksi. Tutkimusten muut tiedot säilyvät ennallaan.

Menetelmä ELISA**Viitearvot**

S -IL2R uudet viitearvot:	
ikä	Viitearvot
≤ 17 v	ei viitearvoja käytettävissä
18-71 v	19.1 – 68.5 kU/l
≥ 72 v	ei viitearvoja käytettävissä

S -IL2R poistuvat viitearvot:
158 - 623 kU/l

Muutokset astuvat voimaan heti. Pahoittelemme kiireisestä aikataulusta aiheutuvaa haittaa.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi