

Asiakastiedote**56/2025****1.9.2025**

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Useampaa näytemateriaalia sisältävien pakettitutkimusten pakkaaminen**Fibrosis-4 indeksi****Pt-FIB-4 ATK 10504****Kreatiniinin poistuma, virtsa/seerumi****Pt-Krea-CI KL 2146****Pleuriittitutkimus, pleuraneste/seerumi****Pt-Pleur-T ATK 647****Adenosiinideaminaasi, pleuraneste/seerumi****Pt-ADA-I ATK 92**

Sujuvan näytteiden vastaanottoprosessin vuoksi pyydämme toimittamaan saman paketin näytteet analysoitavaksi salpapusissa tai kumilenkillä yhteen sidottuna. Ohjeistus koskee kaikkia paketteja, joissa näyteputkissa on sama näytenumero. Näytemuotojen sekaantumisen estämiseksi pakettinäytteet tarkastetaan ja taroitetaan uudelleen keskuslaboratoriossa ennen analyysiä.

Erottelemattomat näytteet

Jos poikkeustapauksessa näyte lähetetään analysoitavaksi erottelematta seerumia tai plasmata soluista, tulee näyte pakata erilliseen muovipussiin (esim. salpapussiin), jotta näyte lajittautuu laboratoriossa sentrifugoitaviin näytteisiin. Fluoridisitraattiputkiin otetut glukoosinäytteet ja sitraattiputkiin otetut Tromboplastiiniaika-näytteet (INR) saa pakata muiden näytteiden joukkoon erottelemattomina.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi