

## MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, ODLING OCH FÄRGNING, SPUTUM Ex-TbVi / Ex-TbVrVi

Misstanke av lungtuberkulos eller av atypiska mykobakterier orsakad lunginfektion.

### Provtagningsmaterial

- Provtagningsburk, torr/med skruvlock, 3 st.
- Namnetiketter, 3 st.
- Plastpåse (t.ex. Minigrip), 3 kpl

### Provtagning

Provet tas under tre efterföljande dagar, genast på morgonen före morgonmålet i tre separata provtagningsburkar. En effektiv och djup hostning är viktig för att det skall finnas tillräckligt med material för undersökningen. Slemlösande hostmedicin hjälper till för att få ett bra upphostningsprov.

- Morgonupphostning hostas direkt in i öppnad burk. Det bör finnas rikligt med upphostningsmaterial (2–5 ml). Spott eller utsöndring från näs och svalg duger inte till provmaterial.
- Provtagningsburken försluts omsorgsfullt.
- Namnetikett från laboratoriet, eller en själv ifylld namnetikett, fästs på provtagningsburkarna. Etiketten ska innehålla uppgifter om namn, personbeteckning och provtagningsdatum.
- Efter provtagningen placeras provtagningsburkarna i en plastpåse som försluts omsorgsfullt.

### Förvaring och transport

Provet levereras till laboratoriet under provtagningsdagen (inte under veckoslut). Provet förvaras i kylskåp ända till transporten (2-8°C).