

PARASITER, NUKLEINSYRA, AVFÖRING

F -ParaNhO (6375)

Avsikten med F –ParaNhO undersökningen är att utreda orsaken till magbesvär och diarré, speciellt efter utlandsresa. Ur provet undersöks förekomsten av *Giardia lamblia*, *Cryptosporidium* spp, *Entamoeba histolytica* och *Dientamoeba fragilis* med ett test som baserar sig på genkopiering. Urdjurparasiterna *G. lamblia*, *Cryptosporidium* och *D. fragilis* kan orsaka epidemier, också i Finland.

Provtagningsmaterial

- Stor provtagningsburk eller rondskål
- Namntikett
- Plastpåse (t.ex. Minigrip)
- FecalSwab® provrör och pinne för provtagning



Provtagning

- Tarmen töms i ett stort engångskärl eller i WC-papper. Ur avföringen tas ett prov genast efter tarmtömningen. Blodblandad diarré duger inte som provmaterial.
- FecalSwab® -provtagningsförpackningen öppnas.
- FecalSwab®-provrörets gröna kork öppnas och röret placeras vertikalt på ett jämt underlag.
- Bomullspinnen i förpackningen roteras i avföringen så att en passlig mängd avföring fastnar på pinnen.



Passlig mängd avföring



För mycket avföring

- Pinnen för provtagning med avföring placeras in i provröret varefter man blandar om så att avföringen löses upp i vätskan i röret.
- Pinnen för provtagning kastas bort, t.ex. i blandavfall. Provröret stängs omsorgsfullt med den gröna korken.

Namnetiketten från laboratoriet, eller en själv ifylld namnetikett, fästs på provröret. Etiketten ska innehålla uppgifter om namn, personbeteckning och provtagningsdatum.

Efter provtagningen placeras transportrören i en plastpåse som försluts omsorgsfullt.

Förvaring och transport

Provtagningsburken ska levereras till laboratoriet snarast möjligt, helst redan under provtagningsdagen. Provets hållbarhetstid i kylskåp (2-8°C) är 3 dygn.