

BAKTEERI, VIJELY JA NUKLEINIHAPPO, ULOSTE**F -BaktVIP (21088)**

Ulostenäytteestä etsitään geenimonistukseen perustuvalla testillä sekä viljelyllä akuutin ripulitaudin aiheuttajabakteereita. Tutkimus sisältää turistiripulin aiheuttajabakteerit.

Näytteenottovälineet

- Laaja näytteenottopurkki tai kaarimalja
- Nimitarra
- Muovipussi (esim. Minigrip®)
- Fecalswab® näyteputki ja näytteenottotikku

**Näytteenotto**

- Ulostetaan laajaan kertakäyttöiseen astiaan tai WC-paperiin. Ulosteesta otetaan näyte välittömästi ulostamisen jälkeen.
- Avataan Fecalswab® -näytteenottopakkaus.
- Avataan pakkauksessa olevan Fecalswab® -näyteputken vihreä korkki ja asetetaan putki pystyasentoon tasaiselle alustalle.
- Pyöritetään näytteenottotikkua ulosteessa niin, että tikkuun tarttuu sopiva määrä ulostetta.

**Sopiva määrä ulostetta****Liikaa ulostetta**

- Työnnetään ulosteinen näytteenottotikku näyteputkeen ja sekoitetaan niin, että uloste liukenee putkessa olevaan säilytysnesteeseen.
- Heitetään näytteenottotikku pois esim. sekajätteeseen ja suljetaan näyteputki huolellisesti turkoosilla korkilla.

**HUOM! Näytteenottopakkauksessa olevassa kuvallisessa ohjeessa neuvotaan jättämään tikku katkaistuna putken sisään.
TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA TIKKUA EI SAA JÄTTÄÄ PUTKEEN!**

Kiinnitetään laboratoriosta saatu valmis tai itse täytetty nimitarra kuljetusputkeen. Tarrassa täytyy olla nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä.

Näytteenoton jälkeen kuljetusputki pakataan muovipussiin, joka suljetaan huolellisesti.

Säilytys ja kuljetus

Näyteputki säilytetään näytteenoton jälkeen jääkapissa (2-8°C).

Näyte toimitetaan laboratorioon huoneenlämmössä mahdollisimman pian näytteenottopäivänä. Jos kuljetus kestää kauan, suositellaan kylmäkuljetusta. Bakteeriviljelynäytteet eivät kestä jäätymistä ja lämpötilan noustessa yli huoneenlämpötilan näytteiden säilyvyys heikkenee merkittävästi.

Laboratoriolle ilmoitetaan mahdollinen ulkomaanmatkakohde.