
ULOSTEEN BAKTEERIVILJELY 2**F -BaktVi2****Tutkimuksen tarkoitus**

Kyseessä on tutkimus, joka liittyy joko mikrobilääkehoitoon tai muutoin vaikean ja pitkittyneen ripulin etiologiseen selvittelyyn.

Näytteenotto

- Ulostakaa laajaan astiaan, WC-paperiin tai muoville. Ulostesta otetaan näyte välittömästi ulostuksen jälkeen.
- Avatkaa kuljetusputkipakkaus. Kuljetusputken toisesta päästä taitetaan pois korkki katkoviivaa pitkin. Heittäkää korkki pois.
- Työntäkää pakkauksessa oleva pumpulitikku ulosteeseen siten, että tikkuun tarttuu ulostetta reilusti. Mikäli ulosteessa on verisiä ja/tai limaisia kohtia, tulee näyte ottaa ensisijaisesti niistä.
- Työntäkää ulosteinen pumpulitikku kuljetusputken geelin sisälle. Samalla tikun päässä oleva korkki sulkee putken.
- Kirjoittakaa tarraan nimi, henkilötunnus sekä näytteenottopäivämäärä. Kiinnittäkää tarra kuljetusputkeen.
- Kuljetusputki pakataan tiiviisti suljettavaan muovipussiin. Jättäkää lähete pussin ulkopuolelle.

Palauttakaa tämä ohje näytteen mukana seuraavin tiedoin:

Nimi _____

Henkilötunnus _____

Näytteenottopäivämäärä _____

Ammatti _____

Kotipaikkakunta _____

Mahdollinen ulkomaanmatka _____

Puhelinnumero _____

Näytteen kuljetus ja säilytys

Tuokaa näyte laboratorioon mahdollisimman nopeasti näytteenoton jälkeen. Jos näytettä joudutaan säilyttämään kotona, säilytetään se jääkaapissa.

Mikäli teillä on lääkärin tekemä hoitomääräys/tutkimuspyyntölomake, ottakaa se mukaanne.