

**Ohje pienen kudosnäytteen  
mittaamisesta ja tutkimuksen  
valinnasta****16.2.2026  
Sivu 1 / 1****Pienen kudosnäytteen mittaaminen ja tutkimuksen valinta**

Ennen tutkimuksen valintaa kudosnäyte tulee mitata huolellisesti, jotta valinta perustuu oikeaan näytekokoon. Mittausohje koskee pientä kudospalaa, esimerkiksi ihopalat, lipoomat, muut pienet kudokappaleet.

Toimi seuraavasti:

- Käytä mittaamiseen sopivaa välinettä, kuten muovista viivoitinta, rullamittaa, työntömittaa tai vastaavaa.
- Mittaa kudospalan pisin pituus, mukaan lukien ihonalaiskudos – älä rajoitu pelkästään muutosalueeseen.
- Aseta kudospala suoraksi alustalle. Vältä kudoksen venyttämistä tai puristamista.
- Paina mittaväline kevyesti kudosta vasten saadaksesi tarkan mittatuloksen.



Valitse tutkimus seuraavien kriteerien mukaan:

Jos kudospala on  $\geq 2$  cm, valitse **Ts-PAD-3**

Jos kudospala on  $< 2$  cm, valitse **Ts-PAD-1**

Jos näyte halutaan **ihopatologin tutkittavaksi**, valitse **Sk-PADIhot** koosta riippumatta.

Jos näytteessä on **merkkilanka**, valitse **Ts-PAD-3** koosta riippumatta, tai vaihtoehtoisesti **Sk-PADIhot**, mikäli näyte halutaan ihopatologin tutkittavaksi.