

HIIVAVILJELY JA HERKKYYSMÄÄRITYS

-HiiViHe (12046)

Huonon hoitovasteen hiivainfektio

(iho tai limakalvo)

Näytteenottovälineet

- Geelikuljetusputki
- Nimitarra geelikuljetusputkeen



Näytteenotto

Näytteenottoon tarkoitettu geelikuljetusputki poistetaan suojaussista. Putkessa kiinni oleva vaalea korkki poistetaan ja hävitetään sekajätteeseen. Näytteenottotikku otetaan suojaussista siten, ettei sen pumpulipäähän kosketa sormilla.

Iho: Ihoalue puhdistetaan ennen näytteenottoa vedellä ilman desinfiointia.
Näytteenottotikkua hangataan ottokohdassa.

Limakalvo: Näytteenottotikku viedään emättimeen noin 5cm syvyydelle ja pyöritetään noin 30 sekunnin ajan siten, että tikun pumpulipää hankaa emättimen seinämää.

Näytteenoton jälkeen tikun pumpulipää työnnetään suoraan kuljetusputken geeliin, siten että tikun päässä oleva värillinen korkki asettuu tiiviisti paikoilleen.

Tarraan kirjoitetaan henkilötiedot sekä päivämäärä ja se liimataan geelikuljetusputkeen.

Säilytys ja kuljetus

Näyte toimitetaan laboratorioon samana päivänä näytteenoton jälkeen tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Näytteen säilytys jääkaappilämpötilassa (+2- +8°C).