

BLOD I AVFÖRINGEN
F -hHb-O**Syftet med undersökningen**

Syftet med undersökningen är att påvisa blödning i matsmältningskanalen.

Förberedelser för undersökningen

Proverna lämnas i Actim™ Fecal Blood-provutspädningsrör (1-3 st). Vi rekommenderar att tre separata prover tas vid tre olika avföringstillfällen. Testet ställer inte krav på specialkost. Provet kan inte tas under menstruation.

Provtagningen

- Avföringsprovet tas på toalettpapper eller i ett rent kärl (till exempel i en engångsburk).
- Provutspädningsröret öppnas och ett prov tas med en sticka som är fäst i korken genom att stickan vrids runt på olika ställen i avföringen på så sätt att avföring fastnar i fårorna på båda sidorna av stickan (Bild 1).
- Överlopsavföring avlägsnas till exempel genom att stickan torkas av med wc-papper. Mängden prov är tillräcklig när båda fårorna innehåller avföring. En för stor mängd avföring försvårar testets utförande (Bild 2).
- Provtagningsstickan förs över i provutspädningsburken och korken vrids fast. Röret skakas omsorgsfullt för att provet blandas med vätskan (Bild 3).
- Anteckna ert namn och personbeteckning samt datum och klockslag för provtagningen på etiketten och fäst det på burken.

Transport och förvaring av provet

- Provet kan förvaras i provutspädningsröret under 7 dygn i kylskåp (2-8 C) eller i rumstemperatur skyddat för dagsljus.
- Transport i rumstemperatur.
- Lämna in provet på laboratoriet så fort som möjligt efter provtagningen.

