
PARASITER I AVFÖRING

F-Para-O

Syfte med undersökningen

Syftet med undersökningen är att utreda orsaken till magbesvär och diarré särskilt efter utlandsresor. I provet undersöks maskäggn och larver samt protozocystor (t.ex. giardia och amöbor).

Förberedelser för undersökningen

Provet tas i en provburk som innehåller 10-procentig formalinlösning som konserveringsmedel.

Observera! Håll inte bort konserveringsmedel. Akta så att medlet inte hamnar i ögonen, luftvägarna eller på huden. Om detta inträffar ska du skölja med riklig mängd vatten och vid behov kontakta läkare.

Provtagning

- Låt avföringen komma i ett stort kärl eller på toalettpapper.
- Öppna provtagningsburken och ta med spateln som sitter fast i locket en **klick** (ca en tesked) avföring och lägg i burken. Samla upp eventuella blodiga, slemmiga eller i övrigt avvikande ställen. Om avföringen är lös (diarré) ska du lägga ungefär en matsked avföring i burken så att burkens innehåll fördubblas.
- Stäng burkens lock ordentligt. Se till att provet inte hamnar på utsidan av burken.
- **Vänd på burken tills provet helt har blandats med konserveringsmedlet.**
- Skriv namn, personbeteckning samt provtagningsdatum på etiketten. Fäst etiketten på burkens sida.
- Lägg provburken i en plastpåse och förslut påsen ordentligt.

Förvaring och transport av provet

Provet kan förvaras i kylskåp 3–7 dygn i en provburk som innehåller formalin. Provet får inte frysas. Lämna helst provburken till laboratoriet samma dag som avföringsprovet tas.