
SALMONELLA I AVFÖRING

F –SalmVi

Provtagningen

- Låt avföringen komma i ett stort kärl, på WC-papper eller plast. Avföringsprovet tas omedelbart efter avföringen. Urin får inte blandas med avföringen.
- Öppna förpackningen med transportröret och för in i bomullsstickan som följer med i förpackningen, i avföringen så att det fastnar riktigt med avföring på den. Om det finns blodiga och/eller slemmiga ställen i avföringen, skall provet i första hand tas från dem.
- På den andra ändan av transportröret bryter man av korken längs den streckade linjen. Kasta bort korken.
- Skjut in bomullstickan med avföringen i transportröret så att ändan av bomullstickan går in i gelen i transportröret. Samtidigt sluter korken i ändan på stickan röret.
- Anteckna Ert namn och personbeteckning samt datum för provtagningen på etiketten och fäst det på röret.
- Transportröret förpackas i en plastpåse som sluts tätt. Lämna remissen utanför påsen.

Returnera denna anvisning tillsammans med provet och fyll i uppgifterna enligt nedan

Namn _____

Personbeteckning _____

Datum för provtagning _____

Yrke _____

Hemort _____

Eventuell utlandsresa _____

Telefonnummer _____

Transport och förvaring av provet

Lämna provröret på laboratoriet så fort som möjligt efter provtagningen. Om provet måste förvaras i hemmet, förvaras det i kylskåp.