

---

**HELICOBACTER PYLORI, antigen  
F-HepyAg****Undersökningens syfte**

Påvisning av Helicobacter pylori-infektion i magsäcken samt utvärdering av en lyckad utrotningsterapi tidigast fyra veckor efter avslutad vård.

**Mediciner som inte får tas på ett (1) dygn före undersökningen**

*Mediciner som hämmar saltsyreavsöndring:* Cytotec, Famotidin Hexal, Pepcid, Pepcid Duo, Ranisan, Ranitidin Mylan, Ranitidin Sandoz, Ranixal, Zantac.

*Läkemedel som påverkar tarmens motilitet:* Primperan, Prepulsid, Mestinon, Ubretid Takeda Pharma

*Antacider:* Balancid Novum, Galieve, Gaviscon, Link, Magnesiummaito, Rennie

*Skyddsmedel för slemhinnor:* Antepsin

**Mediciner som inte kan tas på två (2) veckor före undersökningen**

Kurartade antibiotikabehandlingar

*Protonpumpshämmare:* Esomeprazol, Esomeprazol Ratiopharm, Esomeprazol Sandoz, Gasterix, Lanzoprazol Actavis, Losec, Losec MUPS, Nexium, Omeprazol Actavis, Omeprazol Pensa, Omeprazol Ratiopharm, Omeprazol Sandoz, Omestad, Pantoprazol Actavis, Pantoprazol Pensa, Pantoprazol Sandoz, Panzor, Pariet, Somac, Somac Control, Zolt.

**Mediciner som inte kan tas på fyra (4) veckor före undersökningen**

*Helikobakteriens utrotningsbehandlingar:* Helipak A, Helipak K

**Provtagning**

- Töm tarmen i ett brett kärl, på toalettpapper eller på plast. Ta ett prov av avföringen omedelbart efter tarmtömningen. Vattning diarré går inte att använda som prov.
- Använd den provbehållare Ni fått från laboratoriet. Lägg cirka en tesked avföring i den torra provbehållaren med hjälp av skeden på behållarens lock. Stäng locket ordentligt.
- Skriv Ert namn, Er personbeteckning och provtagningsdatumet på etiketten och fäst den på behållarens sida.
- Lägg provbehållaren i en tätförsluten plastpåse. Lämna remissen utanför påsen.

### **Transport och förvaring av provet**

- Lämna proverna till laboratoriet så snart som möjligt efter provtagningen. Om provet måste förvaras hemma håller det sig tre dygn i kylskåp.
- Ta med eventuell läkarordination för vård/blankett för begäran om undersökning.