

Arvoisa asiakas,

**Tutkimuksen vastausaika, menetelmä ja viitearvot muuttuvat**

**Prokollageeni I:n aminoterminaalinen propeptidi**  
**S -PINP**                      **KL 4496**

Siirrämme tutkimuksen tehtäväksi alihankintalaboratorioon. Muutoksen myötä tutkimuksen vastausaika, menetelmä ja viitearvot muuttuvat.

**Näyte**                      1 ml (0,5 ml) seerumia tai EDTA-plasmaa

**Tekotiheys**              4 x vko

**Vastausaika**            3 – 4 arkipäivää

**Säilytys ja lähetys**

Näyte säilyy 5 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä, jos näyte on perillä vuorokauden kuluessa näytteenotosta, muuten kylmälähetys. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

**Menetelmä**              ECLIA

**Viitearvot**                15 – 59 µg/l

Alihankintalaboratorio ei ilmoita lapsille erillisiä viitearvoja, mutta on hyvä huomioida, että lapsilla ja nuorilla normaalit arvot ovat kasvun seurauksena moninkertaiset.

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 20.10.2017 ja siitä eteenpäin.

**Tiedustelut:**

kemisti Hannakaisa Jaatinen  
puh. 040 922 3140  
hannakaisa.jaatinen@medix.fi

alihankintakoordinaattori Heidi Konttinen  
puh. 050 431 4532  
heidi.konttinen@medix.fi