

Arvoisa asiakas,

P -Cu ja U -Cu viitearvot muuttuvat

Otamme käyttöön alihankintalaboratoriomme käyttämät viitearvot tutkimukselle P -Cu ja päivitämme samalla tutkimuksen U -Cu viitearvot. Molempien tutkimusten viitearvot perustuvat kirjallisuuteen.

Kupari

P -Cu **KL 2170**

Viitearvot 11.12.2017 asti
14 - 23 µmol/l

Uudet viitearvot 12.12.2017 alkaen	
ikä	viitearvot
lapset alle 6 v.	14.10 - 30.00 µmol/l
lapset 7 - 11 v.	12.60 - 25.20 µmol/l
miehet 12 - 59 v.	11.00 - 22.00 µmol/l
miehet 60 v. tai yli	13.40 - 26.80 µmol/l
naiset 12 - 59 v.	12.60 - 24.40 µmol/l
naiset 60 v. tai yli	13.40 - 30.00 µmol/l

Viite

Thomas, L. 2005. Labor und Diagnose, 6. Auflage, TH-Books Verlagsgesellschaft, Frankfurt: 490.

Kupari

U -Cu **KL 2171**

Viitearvot 11.12.2017 asti
alle 1.26 µmol/l

Uudet viitearvot 12.12.2017 alkaen
0.03 - 1.26 µmol/l

Viite

Tietz NW 2006. Clinical Guide To Laboratory Tests, 4th Edition, W.B. Saunders Company.

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 12.12.2017 ja siitä eteenpäin.

Tiedustelut:

alihankintakoordinaattori Heidi Konttinen
puh. 050 431 4532
heidi.konttinen@medix.fi