

Asiakastiedote

41/2019

8.10.2019

Sivu 1/1

Arvoisa asiakas,**Lipidit ilman paastoa ja S/P -Trigly tavoitearvo**

Otamme käyttöön lipiditutkimusten ei-paastonäytteiden kuntaliiton numerot.

Pakettitutkimukset:

S -Lipidit (6434)

P -Lipidit (6435)

Pakettitutkimusten osatutkimukset:

S -Kol KL 6428

S -Kol-HDL KL 6430

S -Trigly KL 6427 huom: tavoitearvo on alle 2,0 mmol/l

S -Kol-LDL KL 6432 (ei erikseen tilattavissa)

P -Kol KL 6429

P -Kol-HDL KL 6431

P -Trigly KL 4530 huom: tavoitearvo on alle 2,0 mmol/l

P -Kol-LDL KL 6433 (ei erikseen tilattavissa)

Kolesteroli, low density lipoproteiinit, suora määrittely, ATK-numerot:

S -KolLDLs ATK 10455

P -KolLDLs ATK 10456

Paastottoman näytteen triglyseridin tavoitearvo poikkeaa paastonäytteen tavoitearvosta. Tavoitearvo S/P- Trigly ei-paastonäytteelle on alle 2,0 mmol/l.

Muiden lipiditutkimusten tavoitearvot ovat samat paasto ja ei-paastonäytteelle.

Uudet tutkimusnimikkeet ovat käytössä heti.

Tiedustelut:

kemisti Arto Katajamäki

puh. 050 573 5462

arto.katajamaki@medix.fi