

Asiakastiedote

23/2020

4.5.2020

Sivu 1/1

Arvoisa asiakas,**Tekopaikka- ja viitearvomuuotos****Natriureettinen peptidi, B-tyypin N-terminaalinen propeptidi
P -proBNP KL 4760**

Tutkimus siirtyy tehtäväksi Tallinnan laboratorioomme. Menetelmä, viitearvot ja näytteen lähetysohjeet muuttuvat.

Menetelmämuutoksesta johtuen tulostaso on keskimäärin noin 29 % nykyistä korkeampi. Yksittäisen potilaan kohdalla muutoksen suunta ja suuruus voivat vaihdella. Tulostasomuutos tulee huomioida erityisesti seurantapotilaiden kohdalla. Suosittelemme seurannassa oleville potilaille tihennettyä näytteenottoa uuden tulostason määrittämiseksi.

Viitearvot 25.5.2020 asti

Naiset	
Ikä	Viitearvot (ng/l)
alle 45 v	alle 130
45 - 54 v	alle 249
55 - 64 v	alle 287
65 - 74 v	alle 301
≥ 75 v	alle 738

Miehet	
Ikä	Viitearvot (ng/l)
alle 45 v	alle 86
45 - 54 v	alle 121
55 - 64 v	alle 210
65 - 74 v	alle 376
≥ 75 v	alle 486

Uudet viitearvot 26.5.2020 alkaen

Ikä	Viitearvot (ng/l)
1 - 74 v	alle 125
≥ 75 v	alle 450

Menetelmä CLIA**Säilytys ja lähetys** Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, **lähetys kylmälähetyksenä**. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 26.5.2020 ja siitä eteenpäin.

Tiedustelut:

alihankintakoordinaattori Heidi Konttinen

puh. 050 431 4532

heidi.konttinen@synlab.fi