

Asiakastiedote
99/2022
23.9.2022
Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Tekopaikkamuutos

Pemfigoidi, BP180-antigeeni, vasta-aineet
S -PemfiAb KL 4963

Muutokset koskevat Helsingin keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Siirrämme tutkimuksen tehtäväksi toiseen alihankintalaboratorioon. Tekopaikkamuutoksen seurauksena näytteen säilytys ja lähetys, menetelmä, viitearvot, tekotiheys ja vastausaika muuttuvat. Myös tutkimuksen sisältö muuttuu. Jatkossa vastataan BP180-antigeenin vasta-aineiden lisäksi myös BP230-antigeenin vasta-aineet. Tulokset viitearvoineen ilmoitetaan lausuntokentässä.

Näyte	1 ml seerumia
Säilytys ja lähetys	Säilytys jääkapissa (+2–8°C) 7 vrk. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan (-20°C). Lähetys huoneenlämmössä tai kylmässä. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna (-20°C).
Menetelmä	ELISA
Tekotiheys	2–3 x vko
Vastausaika	8 arkipäivää

Muutokset koskevat niitä näytteitä, jotka saapuvat laboratorioomme 5.10.2022.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
p. 020 734 1550
ammattilaisneuvonta@synlab.fi