

Asiakastiedote
29/2023
10.05.2023
Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Menetelmä- ja viitearvomuutos siirtyy uuteen ajankohtaan

Angiotensiini-1-konvertaasi, likvorista Li-ACE KL 3426

Muutokset koskevat Helsingin ja Tallinnan keskuslaboratorioihin lähetettäviä näytteitä.

Tiedotimme 2.5.2023 muutoksista koskien Angiotensiini-1-konvertaasi (ACE) -tutkimusten analytiikkaa ([asiakastiedote 27/2023](#)). Joudumme valitettavasti korjaamaan asiakastiedotetta likvorista tehtävän tutkimuksen (Li-ACE) osalta. Li-ACE menetelmä- ja viitearvomuutos siirtyy myöhempään ajankohtaan. Muutokset tulevat koskemaan likvornäytteitä, jotka saapuvat laboratorioomme **27.6.2023 alkaen**.

Huomioitahan, että tutkimusten fS-ACE (KL 1092) ja Pf-ACE (KL 3440) muutokset toteutetaan asiakastiedotteen 27/2023 mukaisesti siten, että muutokset koskevat seerumi- ja pleuranestenäytteitä, jotka saapuvat laboratorioomme **25.5.2023 alkaen**.

Uudet viitearvot 25.5.2023 alkaen:

fS-ACE Aikuiset (yli 18 v): 20 – 70 U/l
Lapset (6 kk – 18 v): 29 – 112 U/l

Pf-ACE: alle potilaan samaan aikaan otetun fS-ACE -pitoisuuden

Uusi viitearvo 27.6.2023 alkaen:

Li-ACE: alle 4 U/l

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
p. 020 734 1550
ammattilaisneuvonta@synlab.fi