

Asiakastiedote
59/2023
27.9.2023
Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Säilytys- ja lähetysohjemuutos – korjaus asiakastiedotteeseen 50/2023

Karnitiini, totaali

S -Karni-T KL 3853

Osatutkimukset

S -Karni-V KL 4874

S -Asy-suh ATK 11120 Asyylikarnitiini, suhde

Muutokset koskevat Helsingin keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Tiedotimme 1.9.2023 muutoksista koskien tutkimusta S -Karni-T. Valitettavasti asiakastiedotteessa oli virheellisesti ilmoitettu, että näytteen voi lähettää huoneenlämmössä. Näyte tulee lähettää kylmälähetyksenä.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy jääkaapissa 14 vrk, lähetys **kylmälähetyksenä**.
Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Pakastettu näyte lähetetään pakastettuna.

Muutos astuu voimaan heti. Pahoittelemme virheestä aiheutunutta haittaa.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi