

**Asiakastiedote**  
**26/2024**  
**25.3.2024**  
Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

## Muutoksia elektroforeesitutkimuksissa

### Immunofiksaatiotutkimukset

S -ImmFix	KL 3401	
U -ImmFix	KL 3402	
dU-ImmFix	KL 3403	Tutkimus lopetetaan

### Proteiini, fraktiot

U -Prot-Fr	KL 2523	Osatutkimus U -Prot KL 2519 poistuu
dU-Prot-Fr	KL 2520	Tutkimus lopetetaan

Tutkimukset S -Immfix, U -Immfix ja U -Prot-Fr siirretään tehtäväksi alihankintalaboratorioon. Tutkimukset ovat jatkossa akkreditoituja. Tutkimukset dU-Immfix ja dU-Prot-Fr lopetetaan.

### U -Prot-Fr tutkimuksen rakenne muuttuu

Virtsan totaali-proteiinipitoisuutta ei enää vastata osatutkimuksena eikä fraktioista enää ilmoiteta kvantitatiivisia pitoisuuksia. Tutkimuksesta annetaan lausunto, jossa ilmoitetaan mahdolliset patologiset löydökset sekä onko näytteessä viitteitä proteinuriasta.

### Vastausaika

S / U -Immfix	5-8 arkipäivää
U -Prot-Fr	5-10 arkipäivää

### Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa viikon, lähetys huoneenlämmössä. Näytteet tulee lähettää laboratorioon mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen.

Muutokset koskevat niitä tuloksia, jotka vastataan 29.4.2024 alkaen. Lopetettavia tutkimuksia ei tule lähettää 22.4.2024 jälkeen.

Kiitos yhteistyöstä.

### Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta  
p. 020 734 1550  
ammattilaisneuvonta@synlab.fi