

Asiakastiedote
50/2024
2.7.2024
Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Tekopaikka-, säilytys- ja lähetysohjemuutos

Natriureettinen peptidi, B-tyypin N-terminaalinen propeptidi
S -ProBNP KL 4617
P -ProBNP KL 4760

Tutkimus siirretään tehtäväksi SYNLAB Suomen Helsingin keskuslaboratorioon.

Uusi säilytys ja lähetysohje: Näyte säilyy 3 vrk huoneenlämmössä ja 6 vrk jääkaapissa.
Lähetys huoneenlämmössä.

Uusi tekotiheys: Ma-La

Uusi vastausaika: 1 arkipäivä

Tutkimuksen muut tiedot pysyvät ennallaan.

Muutokset koskevat näytteitä, jotka saapuvat laboratorioomme 13.8.2024 alkaen.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
p. 020 734 1550
ammattilaisneuvonta@synlab.fi