

Arvoisa asiakas,

Viitearvomuutos ja kuntaliiton numerot

Kopeptiini

S -Kopept KL 6355

P -Kopept KL 6356

Seerumin / plasman kopeptiini –tutkimukselle otetaan käyttöön kuntaliiton KL-numerot laboratoriomme omien ATK-numeroiden sijaan.

Uudet käyttöön otettavat tutkimusnumerot ja -nimikkeet:

Kuntaliiton numero	Poistuva numero	Nimike
KL 6356	ATK 9418	P -Kopept
KL 6355	ATK 9419	S -Kopept

Uudet viitearvot ovat:

P/S -Kopept	S -Osmol (samaa aikaan otettu näyte)
< 11,6 pmol/l	270 - 280 mosm/kg H ₂ O
1,0 - 13,7 pmol/l	281 - 285 mosm/kg H ₂ O
1,5 - 15,3 pmol/l	286 - 290 mosm/kg H ₂ O
2,3 - 24,5 pmol/l	291 - 295 mosm/kg H ₂ O
2,4 - 28,2 pmol/l	296 - 300 mosm/kg H ₂ O

*huomioitahan, että S -Osmol, KL 2443 pitää myös jatkossa määrittää samanaikaisesti, sillä kopeptiinin viitearvot suhteutetaan osmolaliteettipitoisuuteen. Tutkimus ei sisällä kopeptiinimääritykseen.

Muutokset koskevat niitä tuloksia, joiden vastaamispäivä on 15.9.2015 ja siitä eteenpäin.

Tiedustelut:

sairaalakemisti Heidi Nousiainen

puh. 050 401 0726

heidi.nousiainen@medix.fi