

Asiakastiedote**66/2025****24.10.2025**

Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Tekopaikkamuutos**Tyroksiinia sitova globuliini****S -TBG KL 2835**

Siirrämme S -TBG tutkimuksen toiseen alihankintalaboratorioon. Muutoksen myötä tutkimuksen viitearvo, vastausaika sekä säilyvyystiedot muuttuvat. Tutkimus vastataan jatkossa mg/l yksikössä.

Uudet viitearvot ja yksikkö		Poistuvat viitearvot ja yksikkö
Raskaana olevat	27–66 mg/l	259–574 nmol/l
< 15 v	20–30 mg/l	
≥ 15 v	13–39 mg/l	

Säilytys ja lähetys

Säilytys kaksi vuorokautta jääkaapissa. Lähetys kylmälähetyksenä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Tekotiheys

1 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

5–10

Muutokset koskevat näytteitä, jotka saapuvat laboratorioomme 18.11.2025 alkaen.

Kiitos yhteistyöstä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta

p. 020 734 1550

ammattilaisneuvonta@synlab.fi