
YSKÖKSEN IRTOSOLUTUTKIMUS

Ex-Syto

Tutkimukseen valmistautuminen

Yskökset otetaan laboratoriosta saatuihin näytepurkkeihin, jossa on denaturoitua alkoholia. Näyte/näytteet (1-3 näytettä peräkkäisinä päivinä) otetaan aamulla heti heräämisen jälkeen ennen aamuateriaa.

Näytteenotto

- Yskikää aamuyskös suoraan avattuun purkkiin. Kiinnittäkää huomiota tehokkaaseen yskimiseen. Yskösmateriaalia tulee olla runsaasti. Pelkkä sylki tai nenänielun erite eivät kelpaa.
- Sulkekaa näytepurkki hyvin ja sekoittakaa näyte.
- Kirjoittakaa tarraan nimenne, henkilöturvatonnuksenne ja näytteenottopäivämäärä ja kiinnittäkää tarra näytepurkin kylkeen.
- Laittakaa näytepurkki tiiviisti suljettavaan muovipussiin.

Näytteen säilytys ja kuljetus

Tuokaa näyte/näytteet laboratorioon mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Jos tämä ei ole mahdollista, laittakaa näyte/näytteet jääkaappiin. Kaikki kolme näytettä voidaan tuoda samalla kertaa. Kuljetus huoneenlämmössä.

Mikäli teillä on lääkärin tekemä hoitomääräys/tutkimuspyyntölomake, ottakaa se mukaanne.